

# One Step

ワンステップ



## 使った人だけがわかる不思議な使用感 傾斜&コンビ植毛

歯ブラシ1本で、効率的にプラークの除去ができます


### 面磨き




この部分を使用



### 毛先磨き



この部分を使用




日本障害者歯科学会発表 2009年 (大阪歯科大学 小児歯科)



### 傾斜カット

- 歯列にフィットしやすく歯面に当たる面積が多くなることにより、歯垢除去率が高くなる



### コンビ植毛

- (ミディアム) A: 8 ミル B: 6 ミル
- (ソフト) A: 6 ミル B: 4 ミル

- コンビ植毛にすることで、均一の圧が歯面に加わる



ワンステップ #80

※効率よく磨けるミディアムタイプ



ワンステップ ソフト #90

※歯肉にやさしいソフトタイプ



患者参考価格 1本 150円(税別) 販売単位 1箱20本入  
Color: ピンク プルー イエロー