

Tongue Cleaner



Tongue
cleaner

サムフレンド **抗菌** タンククリーナー

今までになかった新感覚の舌ブラシ！

舌清掃の新習慣

～いつものブラッシングにプラスして～ 舌ケアしませんか？

ヘッド部
抗菌仕様

凹面

凸面

口腔ケアは

舌 + 歯

タンククリーナー

歯ブラシ

日本製

便利な両面タイプ

クリーナー部は凹凸形状で、両面が使用できます。

羽毛ナイロン繊維

歯ブラシでは除去しにくい舌苔をやさしく簡単に除去します。

掻き出さず吸着

舌苔を吸着するので、目に見えて効果を確認できます。

消毒可能で清潔

クリーナー部を 80℃の熱湯に約5分間浸けて消毒できます。

使用方法

- 必ず奥から手前に引くように操作してください。
- 舌表面を傷つけないよう、あまり力を入れずにご使用ください。
- 舌苔の取り過ぎにはご注意ください。



サムフレンド タンククリーナー

患者参考価格 1本 680円(税別)

販売単位 1箱 12本入

国内・国際特許申請済

柄の材質：PP
毛の材質：特殊ナイロン
毛の硬さ：ソフト（やわらかめ）
耐熱温度：柄 80℃ / ブラシ材 200℃

舌苔

舌表面に白く付着したもので、細菌や老廃物を指します。ピンク色の舌にうっすらと乳白色の舌苔が付着している状態は正常で、健康な方は一定量以上付着しません。ところが体調不良や様々なバランスが崩れると舌苔は厚くなり、除去する必要があります。