

商品名・パッケージが新しくなりました

3つの役割を1本にまとめた画期的なフロス スレッダー・フィラメント(スポンジ状)・フロス

3^{type}

ブリッジ & インプラントタイプはスレッダーとフィラメントの2つの役割

New Name & Package
ProxySoft
プロキシソフト



スレッダー 10cm フィラメント 15cm フロス 45cm

3in1 フロス

3役を1本にまとめた3in1レギュラータイプ

入数 100本

患者参考価格 ¥1,300/個 (税別)



スレッダー 10cm フィラメント 16cm フロス 36cm

ペリオフロス

レギュラータイプより太く、広い歯間空隙にも
対応できるペリオタイプ

入数 50本

患者参考価格 ¥1,400/個 (税別)



スレッダー 10cm フィラメント 14cm スレッダー 10cm

ブリッジ&インプラントクリーナー


両端がスレッダーになり、ポンティック底部や
インプラント部に使用するB&Iタイプ

入数 30本

患者参考価格 ¥1,200/個 (税別)


made in U.S.A.

スレッダー部分は




歯間にスレッダーを通します
ブリッジのポンティック底部や、
歯列矯正中の歯などに通しやす
くなっています。

フィラメント部分は



歯間とポケット内のプラークを
フィラメント部分で除去します
太い編み目のスポンジはプラークが
絡みつき除去しやすくなっています。

フロス部分は



歯ブラシでは除去できない
隣接面のプラークを除去します
通常のフロスの働きをします。



フィラメント拡大写真

フィラメント部分は特殊処理されたナイロン
繊維でスポンジ状になっており、プラークを
からめて除去します。また伸縮性があり引ッ
張れば歯間へ自由自在に挿入できます。

*伸縮性があるため長さは平均値で表示しています。

<http://www.sundental.jp>