

ニンバス オリジナルフィラメント (超極細繊維毛) が やさしく歯や歯肉にフィットしプラークを除去します

ニンバス歯ブラシにより、これまでにない快適なブラッシングを経験することでしょう

NIMBUS[®]
MICROFINE[®] COMPACT



NIMBUS[®] for kids
NIMBY

エキストラソフト
(超極細繊維毛)

ラウンドカット

● 極細の繊維毛を使用

エキストラソフトの超極細繊維毛が歯周ポケットの奥まで入り込み、プラークをしっかりと除去します。プラークを除去する時も歯肉を傷つけることはありません。

● 植毛は2段式

上部の超極細繊維毛とそれを支える下部の普通毛との2段式になっています。超極細繊維毛が歯頸部や隣接面歯間にしっかり届き、プラークを除去します。



● ブラッシングしやすいハンドル

太めのラバーハンドルは安定感があり手にフィットします。容易にかつ効果的にブラッシングできるようなデザインを採用しています。

● ヘッドサイズ

効率的に磨ける少し大きいヘッドサイズです。お口の小さな日本女性には子供用のNIMBYがお奨めです。

ニンバス マイクロファイン コンパクト歯ブラシは、アメリカの歯周病専門医が効果的にそして歯や歯肉に優しく、プラークを除去する歯ブラシをコンセプトに開発しました。



考案者
米国歯科医師
スタンリー・クライン


Stanley J. Klein 2005

<http://www.sundental.jp>

MICROFINE[®] COMPACT



原寸



毛の硬さ	やわらかめ
毛の長さ	極細毛 14mm / 普通毛 10mm
毛の太さ	根元 0.15mm / 先端 0.02mm
タフト数	34 タフト
毛の材質	PBT (ポリブチレンテレフタレート)
柄の材質	ポリプロピレン / 熱可塑性エラストマー
サイズ	全長 195mm / ヘッド W11x27mm
耐熱温度	80 °C

made in Thailand

● ニンバス マイクロファインコンパクト

販売単位 1箱 20本入

アソート 5色 *色指定はご遠慮ください

希望患者価格 1本 ¥300 (税別)



アクア

ミント

レモン


ワイン

パープル

NIMBY



原寸



毛の硬さ	やわらかめ
毛の長さ	極細毛 12mm / 普通毛 9mm
毛の太さ	根元 0.15mm / 先端 0.02mm
タフト数	30 タフト
毛の材質	PBT (ポリブチレンテレフタレート)
柄の材質	ポリプロピレン / 熱可塑性エラストマー
サイズ	全長 155mm / ヘッド W13x25mm
耐熱温度	80 °C

made in Thailand

● ニンバス ニンビー

販売単位 1袋 12本入

アソート 4色 *色指定はご遠慮ください

希望患者価格 1本 ¥260 (税別)



ブルー

オレンジ

イエロー

ピンク



ニンバスの特長である「エキストラソフト超極細繊維毛」の2段階植毛は、歯肉に優しくフィットし隣接面と歯面のプラークを同時に除去するのに最適です。ヘッドの大きさや握りやすいハンドルの形状から歯磨きの苦手な人や高齢者に向いていると思いますが、下記に示すような状態の方にもお勧めしています。またドライマウスやう蝕のリスクの高い方はフッ素入りジェル歯磨きと共に使用すると超極細繊維の密毛に歯磨剤が長くとどまり、より効果的に使用できます。TBIでは歯ブラシの特長の理解に重点をおいた指導をすると、患者さんが受け入れやすく、プラークコントロールの効果を上げることができます。

私はこのような患者さまにもお勧めしています。

- 歯肉退縮し歯根露出がある
- ブラッシング圧が強い
- 横磨きの習慣が変えられない
- ゆっくり丁寧に磨きたい
- 知覚過敏がある
- 歯列不正があり歯肉が傷つきやすい

医療法人社団 皓歯会 歯科衛生士

溝部 潤子