

ダストが
少ない

訪問診療
時の研磨

滅菌
可能

研磨剤
いらす

カンタン
3ステップ

ハトー ハブラスディスク PRO 義歯研磨用ブラシ

チェアサイド・訪問診療時に便利な義歯研磨用ブラシ



- ブラシヘッド部にドット“●”でステップ順を表記
- コンパウンド不要！チェアサイドを汚さない！
- オートクレーブ滅菌可能！（耐熱温度 134℃）

- 柔軟性のある樹脂製ブラシで、形態が変形しにくい！
- 風を巻き込む形状で、研磨熱の発生を防ぐ！
- 歯頸部などの細かい部位の研磨がしやすい！

Step1

Step2

Step3



義歯の中研磨



義歯の中光沢研磨



義歯の光沢研磨

各ブラシのメタルヘッド部に●印を刻印。●1つは Step1、●2つは Step2、●3つは Step3

お得なスターターキット



内容:
905.1-14PP×1本
903.2-14PP×1本
904.3-14PP×1本

ハトー ハブラスディスク PRO
チェアサイド義歯研磨キット
価格 ¥4,500/セット

ハトー ハブラスディスク PRO



905.1-14PP ミディアム(P120)

903.2-14PP ファイン(P400)

904.3-14PP スーパーファイン(P800)

研磨部直径 14mm / マンドレル直径 2.34mm
価格 ¥1,600/本