

Soft Cover for IP

- 軟質素材ですので、口内での違和感を軽減します。
- すべてのスキャナに対応します。
- 玩具・子供用品・食品接触用途に関する各種規制にも準拠したビニール素材です。

イメージングプレート用
ソフトカバー



SIZE 2 : 31×41mm

SIZE 0 : 22×35mm

500枚入

■REACH規制準拠製品


Soft Cover for IPの素材はREACH規制 (EC regulation 1907/2006)に完全に準拠しています。安全性と環境に優れた製品です。

製造販売元
株式会社 タイヨーデンタル
岡山市東区瀬戸町沖284-1
TEL 086-952-0538
FAX 086-952-0531


患者さんのためにできること

この柔らかさをサンプルでお確かめください。

- ① IPを保護袋に入れたままセットするタイプの
スキャナに対応しています。



- ② IPの1/3ほどの場所で開封できます。
磁石タイプや保護袋から少し出してセット
するタイプのスキャナに対応しています。



院内感染防止のため、撮影の前後に
ソフトカバーの消毒をおすすめします。