

M・M EXCAVATOR

エキスカベータ

各 ¥4,300 (税別)

エナメル-象牙質境に広がるう蝕病巣の除去を、
確実に行える適度なカーブが特長です。

う蝕処置には必須のインストルメントの登場です。



考案者 宮崎真至教授
(日本大学歯学部 保存修復学講座)



シャンク部に付与された絶妙なカーブが
これまでのインストルメントでは得られ
なかった切削感と到達性を可能として
診療効率を大幅に向上させます。



M・M excavator 0.7S (ストレート)

M・M excavator 1.0S (ストレート)

M・M excavator 0.7C (カーブ)

M・M excavator 1.0C (カーブ)

FIT PRO-FIT

安定感のある丸ハンドル PRO-FIT を採用しています。

販売名：M・M エキスカベータ 一般的名称：歯科用エキスカベータ 医療機器届出番号：08B3X10007000161 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

M・M RESIN CREATOR P

レジンクリエータ ¥5,500(税別)

前歯・臼歯を問わず、あらゆる部位にアクセスでき、レジンの付与を容易に行えます。また隣接面、マージン、咬合面(咬頭隆線形成)など汎用性に優れ、レジン用の筆に匹敵する使用感も併せ持っています。



DLC M・M RESIN CREATOR DLC

DLC レジンクリエータ ¥7,900(税別)

従来のM・Mレジンクリエータをグレードアップ。DLCコーティング加工が施され、作業部の表面硬度が増し傷が付きにくくなりました。また平滑性にも優れ、レジン離れも良く、レジンの付与をスムーズに行えます。



M・M STAIN APPLICATOR

ステインアプリケーター ¥3,100(税別)

これまで困難であったステインによるキャラクタライゼーションに抜群なステイン塗布用インストルメントです。フロアブルレジンのスポット充填にも最適です。



M・M RESIN MASTER P

レジンマスター 各¥6,900(税別)

前歯部充填において威力を発揮する機能とデザインを併せ持っています。特に隣接面におけるレジンペーストのコントロール性を高めています。



臼歯部における様々な充填の操作性を向上させます。咬頭隆線の自然な豊隆を付与でき、咬合面の解剖学的形態の回復も容易にします。



M・M RESIN TRIMMER P

レジントリマー ¥3,900(税別)

歯質を傷つけることなくレジン充填物辺縁のすり合わせを可能とします。これ1本で、充填物辺縁調整の問題点が一挙に解決できます。



DLC DLC (ダイヤモンドライクカーボン)
高硬度・低摩擦係数・耐摩耗性・耐薬品性などの特長を持つ、非結晶質のダイヤモンドコーティング

P プラスチックハンドル
通常のハンドルより太めで軽量、軽い力でしっかり把持できます。 ●オートクレーブ滅菌可・乾燥不可(耐熱温度132℃) ●紫外線殺菌不可