

NORDIN[®]

SWISS DENTAL PRODUCTS
OF DISTINCTION

ハラルドノルディン コニカルスクリューポスト

- 真鍮製ポストを 24 金でコーティング
- 20種類から症例に合わせたポストを選択可能
- テーパー形状で挿入が容易
- 補充用ポスト [12 本入] や専用ドライバーをご用意



■ コニカルスクリューポスト セット
¥28,800

コニカルスクリューポストセット内容



■ コニカルスクリューポスト 補充用 12本入
各サイズ ¥1,500

コニカルスクリューポストサイズ一覧

種類	径	長さ	
ショート タイプ	S1	1.05mm	8mm
	S2	1.20mm	
	S3	1.35mm	
	S4	1.50mm	
	S5	1.65mm	
	S6	1.80mm	
ミディアム タイプ	M1	1.05mm	9.5mm
	M2	1.20mm	
	M3	1.35mm	
	M4	1.50mm	
	M5	1.65mm	
	M6	1.80mm	
ロング タイプ	L1	1.05mm	12mm
	L2	1.20mm	
	L3	1.35mm	
	L4	1.50mm	
	L5	1.65mm	
	L6	1.80mm	
エキストラロング タイプ	XL4	1.50mm	14mm
	XL6	1.80mm	

アクセサリー

根管へポストを強く押し込む必要
があるときは、ホロウキーを使用



スクリューポスト専用クロスキー
¥1,000/個



スクリューポスト専用ホロウキー
¥1,000/個



スクリューポスト専用キーセット
¥1,800 [クロス・ホロウキー各 1 個]