








UNIVERSAL







ポーセレン・貴金属・アクリル・コンポジット用

UNIVERSAL	形態修正				仕上研磨		
	EVE ユニバーサル ホワイト 柔軟性があり、また熱の発生を抑え、研削後の面が荒くならず、光沢研磨の時間を短縮可 用途：ポーセレンの平坦化 粒度：粗目 推奨回転数：7,000～10,000rpm 最大回転数：20,000rpm				EVE ユニバーサル ブルー 貴金属合金の仕上研磨用の柔らかく 用途：柔軟性のあるシリコンポリッシャー。貴金属のマット・サテン仕上げ 粒度：中目 推奨回転数：7,000～10,000rpm 最大回転数：20,000rpm		
							
	品番 R22	L22	C7	H4	R22BL	LS22BL	C7BL
	サイズ (mm) 22×3	22×4	7×20	5×16	22×3	22×4	7×20
	販売単位 10個・100個	10個・100個	10個・100個	10個・100個	10個・100個	10個・100個	10個・100個
	価格 ¥860・¥6,400	¥860・¥6,400	¥860・¥6,400	¥2,100・¥15,700	¥860・¥6,400	¥860・¥6,400	¥860・¥6,400

医療機器届出番号：27B2X00041000102

PORCELAIN Polisher








ポーセレン

	形態修正			中研磨		
	EVE ポーセレンポリッシャー (コース) ポーセレンの形態修正用ハードなシリコンポリッシャー。 粒度：粗目 推奨回転数：7,000～15,000rpm 最大回転数：25,000rpm			EVE ポーセレンポリッシャー (ミディアム) ポーセレンの中研磨用ハードなシリコンポリッシャー。 粒度：中目 推奨回転数：7,000～15,000rpm 最大回転数：25,000rpm		
						
	品番 R22VK	LS22VK	C7VK	R22NK	LS22NK	C7NK
	サイズ (mm) 22 x 3	22 x 4	7 x 20	22 x 3	22 x 4	7 x 20
	販売単位 10個・100個	10個・100個	10個・100個	10個・100個	10個・100個	10個・100個
	価格 ¥950・¥6,900	¥950・¥6,900	¥950・¥6,900	¥950・¥6,900	¥950・¥6,900	¥950・¥6,900

医療機器届出番号：27B2X00041000104

EVEFLEX

貴金属・非貴金属合金

	中研磨・形態修正			仕上研磨 (合金)		咬合面研磨用	
	EVE フレックス テクニック ミディアム 中研磨・形態修正用 貴金属合金・非貴金属合金の中研磨・形態修正用フレキシブルポリッシャー。 粒度：中目 推奨回転数：7,000～12,000rpm 最大回転数：20,000rpm			EVE フレックス テクニック ファイン 仕上研磨用 耐久性に優れ、操作が容易な合金の仕上研磨用フレキシブルポリッシャー。 粒度：細目 推奨回転数：7,000～12,000rpm 最大回転数：20,000rpm		EVE フレックス ピン 貴金属合金、非貴金属合金、コバルトクロム合金の咬合面研磨用フレキシブルポリッシャー。 推奨回転数：7,000～15,000rpm 最大回転数：25,000rpm	
							
	品番 622	603	606	703	706	C43	C73
	サイズ (mm) 22×4	7×20	5.5×18	7×20	5.5×18	3×12	3×12
	販売単位 10個・100個	10個・100個	10個・100個	10個・100個	10個・100個	10個・100個	10個・100個
	価格 ¥1,050・¥7,650	¥1,050・¥7,650	¥2,300・¥17,000	¥1,050・¥7,650	¥2,300・¥17,000	¥1,050・¥7,450	¥1,050・¥7,450

医療機器届出番号：27B2X00041000089

医療機器届出番号：27B2X00041000091

EVE CHROM PLUS

コバルトクロム合金 ステンレススチール チタン合金

形態修正

仕上研磨

EVE クロム プラス

コバルトクロム合金、ステンレススチール、チタン合金の研削・研磨用の2ステップポリッシングシステム。熱の発生を抑えながら多くの素材の研削が可能です。2ステップで効果的に研削・研磨ができ、そして高耐久性を誇ります。

粒 度：中目
推奨回転数：8,000 ~ 15,000rpm
最大回転数：20,000rpm

粒 度：細目
推奨回転数：8,000 ~ 15,000rpm
最大回転数：20,000rpm

- 鑄造後の研削からマット・サテン仕上げまで
- 炭化ケイ素砥粒配合



品番	CRP-R22m	CRP-C6m	CRP-C6f
サイズ[mm]	22×3	6×22	6×22
販売単位	10個	10個	10個
価格	¥1,050	¥1,050	¥1,050



医療機器届出番号：27B2X00041000100

ECOCHROM

コバルトクロム合金 非貴金属合金

粗目

EVE エコクロム

耐久性に優れ経済的なコバルトクロム合金・非貴金属合金用の硬剛性素材用研削ポリッシャー。高い研削能力を発揮し、特に剛性の高い素材に対する研削に利用出来ます。

粒 度：粗目
推奨回転数：8,000 ~ 15,000rpm
最大回転数：20,000rpm



品番	ECR-R22	ECR-L22	ECR-C6
サイズ (mm)	22×3	22×4	6×22
販売単位	10個・100個	10個・100個	10個・100個
価格	¥530・¥3,850	¥530・¥3,850	¥530・¥3,850

医療機器届出番号：27B2X00041000099

Dressing Tool

ドレッシングツール

EVE ドレッシング ツール AS10

形態修正などにも使用できるコランダム製ドレッシングツール。ダイヤモンドポリッシャーを含め全ての歯科用ポリッシャーに使用可能。



粒子：コランダム

EVE ドレッシング ツール AD50

ダイヤモンドドレッシングツール。4面共使用可能。AS10と比べると大変早く作業が行える。



注意：
ダイヤモンド
ポリッシャー
には使用不可

品番	AS10	AD50
サイズ (mm)	20×33×4	25×12×6 [ドレッシング部]
販売単位	1個	1個
価格	¥630	¥10,200

Mandrels

マンドレル

マンドレル

EVE マンドレル

クラスポリッシャー用 マンドレル
ディスク形
ナイフエッジ形用
マンドレル



EVE フレックスピン専用 マンドレル



品番	61HP	78HP	HP60
サイズ (mm)	2.35×48	2.35×46	—
販売単位	3本・10本	3本・10本	3個・10個
価格	¥800・¥2,400	¥800・¥2,400	¥1,090・¥3,190

医療機器届出番号：27B2X00041000159

医療機器届出番号：27B2X00041000103

●本カタログに記載の製品で、医療機器届出番号が記載されている製品は一般医療機器 ●掲載商品の価格は小売価格で、2022年7月1日現在のものです。価格には消費税は含まれておりません。●仕様及び外観は、製品改良の為予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●EVE エコクロム以外は、研磨剤として炭化ケイ素砥粒含有

SD サンデンタル株式会社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9

商品に関するお問い合わせ：月～金 9:00～17:00

大阪 06-6245-0950 東京 03-3836-9347 福岡 092-482-2318



サンデンタルホームページ
<http://www.sundental.jp>



@sundentaljapan