

隼

HAYABUSA

平均値咬合器

性能と作業性にこだわった平均値咬合器。100mm版が誕生!



特長

- 「隼」「隼100h」咬合器はマグネット着脱式の平均値咬合器
- 上下顎間距離「隼」78mm 「隼100h」100mmに設計
- 様々な症例に対応でき側方運動・前方運動など、顎運動を再現可能
- 高さ調整ネジでインサイザルピンを浮かした際に、間違えて上顎を倒しても作業模型を破損しない構造
- インサイザルピンには、1mm間隔のラインがあり最大4mmまで上顎を上げる事が可能
- 各種交換用パーツを販売



隼100hの特長

- 軽く操作性が良い
- 高さがあり、トリミング時間の短縮可能
- 上下顎同時に補綴物を作製する際にも高さが十分あり使いやすい

付属品


隼・隼100h 共通
スチールプレート 6枚
ネームプレート 1枚

	隼	隼100h
上下顎間距離	78mm	100mm
矢状顎路傾斜角	20°~40°	20°~40°
切歯路傾斜角	10°(矢状・側方共)	10°(矢状・側方共)
本体寸法	D100×W160×H115mm	D110×W160×H134mm
本体重量	405g	430g



隼 ¥7,500 (税別)

隼100h ¥8,500 (税別)

製造販売元:  有限会社 秋山歯科器具製作所

〒110-0013 東京都台東区入谷2丁目37番2号 Tel.03-3871-6525

〈区分〉一般医療機器 〈一般的名称〉歯科用咬合器 〈医療機器届出番号〉隼 13B3X00243000030 隼100h 13B3X00243000033 〈販売元〉サンデンタル株式会社 〈製造国〉日本製

SD サンデンタル株式会社

本社: 大阪市中央区南船場 4-8-9 営業所: 東京 03.3836.9347
06.6245.0950 福岡 092.482.2318