

mAx ロビンソンブラシ

原寸大



10.5mm 6mm



mAx ロビンソンブラシ ミニ

¥1,400/12本

#9、#10よりもブラシ直径、軸部直径が小さくなっているので、咬合面や隣接面などの研磨に適しています。

原寸大



14.5mm 8mm



mAx ロビンソンブラシ #9 ソフト


¥1,400/12本

レジン・ポーセレン・スルホン・貴金属から硬質メタルにいたるまで様々な素材の研磨に適しています。

原寸大



17.5mm 10mm



mAx ロビンソンブラシ #11 ソフト

¥1,400/12本

レジン・ポーセレン・スルホン・貴金属から硬質メタルにいたるまで様々な素材の研磨に適しています。

材質—ブラシ：豚毛、シャック・軸部：ステンレス鋼

区分：一般医療機器 製造国：中華人民共和国
医療機器届出番号：27B2X00041000109号