



ジルコニア・ニケイ酸リチウムガラスセラミックの最終的なツヤ出しを素早く・カンタンに！

ハトー ポリスター プロ ダイヤモンドペースト



2μmの天然ダイヤモンド砥粒配合で、

- ① ツヤ出しだけでなく若干の研磨能力により、微細な切削痕等のキズ取りが可能に
- ② 研磨最中はペーストのローズ色が乗り、滑沢になると油分を含まない地色が現れる
- ③ ペーストをブラシに塗布する際、回転するブラシを押し付けても飛び散りにくい
- ④ 超薄型スライド式ケースで、容器を指で挟んで保持しながらの研磨も可能に



研磨用途【最終光沢研磨】
 ジルコニア・ガラスセラミック・
 ポーセレン・ハイブリッドセラミック

研磨砥粒 ダイヤモンド砥粒[2μ]
 価格/容量 ¥5,800/8g

- 滑沢にすることで、
- ① 汚れの付着・色素の沈着を防ぐ
 - ② 対合歯の摩耗を防ぐ

対合歯を摩耗させる原因は、
【硬さ】よりも【表面粗さ】が原因です。
 特に咬合面は、本製品を塗布した柔軟性のあるブラシで研磨を行うことで、
 裂溝部もカンタンに滑沢になります。

ハトー ジルコニア 最終光沢研磨キット

ブラシ2種をセットにしたお得なセット。

セット内容

ハトー ポリスタープロ ダイヤモンドペースト 8g×1

ハトー アストロブラシ ソフト #9-100×1

ハトーブラシ (ハンドピース用) 100-10PP R22×1

価格 ¥5,800/キット

下記と組み合わせて使用するとより効果的に研磨可能！



歯面、咬合面の研磨に



咬合面の研磨に



咬合面の研磨に



研磨終了 自然なツヤ感に仕上がった

ローズ色が歯面上に残っている箇所は未研磨部（＝砥粒が大きい）で、
研磨後は色が消える（＝砥粒がなくなる）ので、未研磨部・研磨済部の判別がカンタンです。

研磨面は曇らず
光沢を放っています。



10,000

ハトー アストロブラシ ソフト #9-100

研磨対象部 歯面・咬合面等全体

推奨研磨対象部 歯面等の平坦部

利点 オールマイティに各部の研磨に使用可能

欠点 咬合面等の裂溝が深い箇所は、

ブラシのコシが足りず届きづらい

品番 #9-100 径 22mm

硬さ ソフト 入数 12本

材質 山羊毛 価格 ¥1,800



10,000

ハトーブラシ (ハンドピース用) 100-10PP R22

研磨対象部 咬合面等全体

推奨研磨対象部 咬合面等の裂溝部

利点 深い裂溝部にも、ブラシにコシがある

ため入り込む

欠点 直径が小さく、全体の研磨には不向き

品番 100-10PP 径 10mm

硬さ ソフト 入数 12本

材質 山羊毛 価格 ¥4,000



10,000

ハトー アストロブラシ ミディアム #9-114

研磨対象部 歯面・咬合面等全体

推奨研磨対象部 咬合面等の裂溝部

利点 深い裂溝部にも、ブラシにコシがある

ため入り込む

欠点 ブラシが堅く、回転させて研磨剤に

擦り付けた際に研磨剤が飛び散る

品番 #9-114 径 22mm

硬さ ミディアム 入数 12本

材質 馬毛 価格 ¥1,800

ハトー ポリスター プロ ダイヤモンドペースト /27B2X0004 1000175、ハトーブラシ (ハンドピース用) /27B2X0004 1000039、ハトー アストロブラシ /27B2X0004 1000141
ハトー ジルコニア 最終光沢研磨キット /27B2X0004 1000177 全て 一般医療機器 / 歯科用研磨器材 / Hatho GmbH / ドイツ製 / 製造販売元: サンデンタル株式会社 / 画像提供 zahntechnik WeLT 吉田 亨 Dt

SD サンデンタル株式会社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9

商品に関するお問い合わせ: 月～金 9:00～17:00

大阪 06-6245-0950 東京 03-3836-9347 福岡 092-482-2318



サンデンタルホームページ
http://www.sundental.jp



@sundentaljapan

2020022