

塩素のパワーで強力脱臭！

mAx

WHITE BLOCK

石膏トラップ用除菌・消臭剤

WHITE MUD

石膏トラップお掃除用凝固剤



休暇前のお掃除に！

mAx  
石膏トラップお掃除キット

ホワイトブロック（消臭剤） 1個  
ホワイトマッド（凝固剤） 1袋  
定価 ¥2,500/約4週間分



### mAx ホワイトブロック

悪臭の原因となる雑菌・ヌメリを塩素のパワーで除去し消臭します。

#### 使用方法

- トラップの容量にかかわらず、1錠を投入してください。
- ホワイトブロックは、5リットルタイプのトラップで、約4週間で溶けるように設計しております。（排水量や排水温度などにより短くなることがあります。）
- 溶けて無くなりましたら、新しいものを投入してください。

6錠入 定価 ¥5,000



### mAx ホワイトマッド

トラップ内に溜まった石膏沈殿物を固め、石膏トラップの掃除をカンタンにします。

#### 使用方法

- トラップ内の上澄みを捨て、ホワイトマッドを振りかけ全体に行き渡るようヘラなどでかき混ぜてください。1～2分でゲル状に固まります。

3袋入 定価 ¥5,000

