

ユニバット レディ・メイドモデル [クイックルーペ]

拡大鏡をレンズに埋め込んだTTL [スルーザレンズ] 型双眼ルーペ。
装着し、下方に視線を移すだけで拡大視野が得られ、前方を向くと通常視野が得られます。
拡大視野を手にいれると治療のクオリティが変わります。

quick
loupes

クイックルーペは瞳孔間距離・作動距離・倍率の違い、8種類の中から
ご自身に合った製品をお選び頂けます。

倍率は2種類、作動距離も2種類

倍率	作動距離	視野	焦点深度
2.5x PRO HD	350mm	104mm	105mm
	400mm	122mm	135mm

倍率	作動距離	視野	焦点深度
3.0x PRO HD	350mm	68mm	73mm
	400mm	82mm	90mm

サイズ [瞳孔間距離] も2種類

Sサイズ	設定：60mm/通常瞳孔間距離 許容瞳孔間距離 58~62mm
Mサイズ	設定：64mm/通常瞳孔間距離 許容瞳孔間距離 62~66mm

特長

メガネのように
掛けるだけ

流水下での
洗浄が可能

アクセサリ
ストラップ

Techne [テクネ] 66□15



ホワイト/レッド

ユニバット クイックルーペ テクネ 2.5x ¥184,000

品番	倍率	作動距離	瞳孔間距離
2.5x350S	2.5x	350mm	Sサイズ
2.5x350M	2.5x	350mm	Mサイズ
2.5x400S	2.5x	400mm	Sサイズ
2.5x400M	2.5x	400mm	Mサイズ

フレーム色は[ホワイト/レッドのみ]

ユニバット クイックルーペ テクネ 3.0x ¥208,000

品番	倍率	作動距離	瞳孔間距離
3.0x350S	3.0x	350mm	Sサイズ
3.0x350M	3.0x	350mm	Mサイズ
3.0x400S	3.0x	400mm	Sサイズ
3.0x400M	3.0x	400mm	Mサイズ

フレーム色は[ホワイト/レッドのみ]

テクネ用フレームセットAF [アジアフィット]
ホワイト/ピンク、ブラック/グリーンのフレームセット
を別途販売。フレーム・ノーズパッドを交換することで、
好みのカラーに変更可能です。

※ フレーム・ノーズパッド交換は、製品ご購入時に付属しているドライバー1本で可能です。
※ フレームセットには双眼ルーペやレンズ等は含まれません。

ユニバット 双眼ルーペ
テクネ用フレームセットAF
¥15,000

- ◎ブラフレーム×左右各1
- ◎テンプル×左右各1
- ◎ノーズパッド×1



ホワイト/ピンク

ブラック/グリーン



2.0
eos

ユニバット
LED イルミネーションシステム
EOS 2.0

¥168,000

特長 色温度:5,500K/光量:35,000LUX

使用可能時間: 8時間(最大光量時)

ヘッドライト重量:11g

スポットライトシェーブ



アクセサリ



ユニバーサル
クリップ



オレンジ
フィルター

オプション [別売品]



マグネット
マウント
¥13,600



マグネットマウント装着例

●ご発注の際は出入りの歯科商店様、もしくは弊社までお問い合わせください。●掲載商品の価格は小売価格で、2024年2月1日現在のものです。価格には消費税は含まれておりません。●仕様及び外観は、製品改良の為に予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●医療機器の分類:一般医療機器 ●ユニバット クイックルーペ テクネ 2.5x 27B2X00041000209 ●ユニバット LED イルミネーションシステム EOS 2.0 27B2X00041000172



倍率をお選びください (2.5x or 3.0x)

2.5x

3.0x

瞳孔間距離をお選びください

S・Mサイズを装用し比べて、一つの円（楕円形～円形）になるサイズをお選びください。

2.5x	<p>一つの円 [楕円形～円形]</p> <p>2重に見える</p>	3.0x
<p>Sサイズ</p> <p>Mサイズ</p>		<p>Sサイズ</p> <p>Mサイズ</p>

作動距離をお選びください

350・400mm を装用し比べ、ご自身の診療ポジションで治療しやすい距離をお選びください。

2.5x				3.0x			
Sサイズ		Mサイズ		Sサイズ		Mサイズ	
350mm or 400mm		350mm or 400mm		350mm or 400mm		350mm or 400mm	
Sサイズ 350mm	Sサイズ 400mm	Mサイズ 350mm	Mサイズ 400mm	Sサイズ 350mm	Sサイズ 400mm	Mサイズ 350mm	Mサイズ 400mm
ご購入数量	ご購入数量	ご購入数量	ご購入数量	ご購入数量	ご購入数量	ご購入数量	ご購入数量

勤務先名	電話番号
勤務先住所	
ご購入者名	お取引店様名・ご担当者名

ご発注の際は、お取引材料店様、もしくは 06-6245-7690 まで FAX でご用命ください。

瞳孔間距離

ご使用される方の左右の瞳孔間の距離によって、SサイズもしくはMサイズからお選び頂けます。



作動距離

ご使用される方の身長・姿勢等により作動距離を350mmもしくは400mmからお選び頂けます。

