

## EVE クールグラインダー

ポーセレン・メタルの切削

- ✓ セラミック / ポーセレン、メタル各種の切削
- ✓ マグネサイト（菱苦土石）結合
- ✓ 少ない発熱
- ✓ 注水なしで切削可能

切削：粗目

10,000-15,000rpm  
最大 20,000rpm

ストレート (φ2.35)

10入 ¥1,050  
100入 ¥8,800



アイテム No.	CG-25/3	CG-22/3	CG-19/3
寸法 (径×厚mm)	25×3	22×3	19×3

一般医療機器 届出番号 27B2X00041000232

## EVE ダイヤドゥア

ポーセレン・メタルの切削

- ✓ セラミック / ポーセレン、メタル各種の切削
- ✓ ダイヤモンド砥粒を配合したセラミック結合
- ✓ 優れたエッジ安定性
- ✓ 切削中の形態変形の保持
- ✓ 高耐久性
- ✓ 少ない発熱


切削：粗目

10,000-15,000rpm  
最大 35,000rpm

ストレート (φ2.35)

1入

ダイヤモンド砥粒含有で、  
最後まで高い切削力を発揮。



アイテム No.	DD-22/4g	DD-17g	DD-8g	DD-9g	DD-14Bg
寸法 (径×厚mm)	22×4.5	15×3.5	12×2	11.5×3	6.5×13
価格 (1本入)	¥5,000	¥4,000	¥2,750	¥2,750	¥2,950

一般医療機器 届出番号 27B2X00041000176

注意： シルコニアのスプルー除去等には使用可能ですが、マージン・咬合調整等では使用しないでください。発熱によるクラックが生じる恐れがあります。シルコニアのマージン・咬合調整には「EVE ダイヤセント プラス」をご使用ください。

