



歯科用



## 仕事に趣味に忙しい毎日 幅広ヘッドでスマートに効率よくブラッシング


ヘッドを少し大きく、でも先端は最後臼歯部にも到達しやすいように菱形カットにしました



### 2 Way グランデ


患者参考価格 1本 300円(税込330円) 販売単位 1箱 12本入

● スモーキーパープル ● スモーキーホワイト ● スモーキーピンク ● スモーキーグリーン



#### 薄型・幅広菱形ヘッド

ブラッシングストロークが安定し、効率良く歯面にフィット。先端菱形形状により最後臼歯部にも無理なく到達。



#### 超極細毛とラウンド毛の二段植毛

超極細毛が歯間に入り、ラウンド毛が歯面に到達。歯間部・歯面両方にフィットします。



今なら「2Way グランデ」1ダースに、  
歯ブラシ1本と  
“オリジナル歯ブラシスタンド”をプレゼント

毛の硬さ：ふつう 毛の太さ：先端 0.02mm 根元 0.17mm 材質：毛/飽和ポリエステル樹脂 柄/ポリプロピレン 耐熱温度：80℃



ホームページ  
<http://www.sundental.jp>

←こちらからアクセス

SD サンデンタル株式会社

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4丁目8番9号 Tel 06-6245-0950 Fax 06-6245-7690  
東京 〒110-0005 東京都台東区上野 3丁目7番3号 Tel 03-3836-9347 Fax 03-3836-2090  
福岡 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 4丁目3番9号 Tel 092-482-2318 Fax 092-482-2339