

SD

環境除菌用ウェットワイパー

除菌ワイプス 75

75
vol%
エタノール

高濃度エタノールで環境表面をすばやく除菌

除菌効果が高い

高濃度エタノール使用
強力が素早く除菌

エタノール充填済み

無駄なくムラなく
しっかり拭ける

たっぷり使える

大判タイプ280枚巻
広範囲の拭き取りに最適



詰替用

ウェットワイパーをおすすめする理由

スプレーを使用した清掃の場合、
噴霧の勢いで、付着物が再飛散することがあります。
また、作業者により噴霧回数に差が発生した場合、
液剤が少なすぎたり、多く噴霧する無駄が発生します。
エタノール製剤が含浸済みのウェットワイパーで
拭き取る事で均一でより安心安全な
除菌、清掃作業を実現できます。

開封日が書き込める
交換式キャップ採用
詰替用1本に新しいキャップ
が1個付属。詰替え毎に新しい
キャップに交換でき、開封日の
管理にご利用いただけます。

特長

- 75%の高濃度エタノールが優れた除菌効果を発揮します。
- 業務用大判サイズで広範囲の洗浄、除菌に最適です。
- 液剤充填済みで開封後すぐに使い、
無駄がなくムラのない均一な拭き取り作業を実現します。
- 強度のあるレーヨンスパンレース不織布を使用した、
純白で清潔な除菌クロスです。
- シワになりにくく、丈夫で毛羽立ちにくい生地を使用。
- 2度拭きが不要です。
- 280枚巻きの徳用タイプでたっぷり使えます。
- 詰替用には開封日を記入できる取替用キャップが付属。
詰替える毎に新しいキャップに交換できます。

用途

- よく触れる環境表面の洗浄・除菌に。
- 医療機関、介護・福祉施設等での環境表面の
洗浄・除菌に。
- チェア、ワークテーブル、医療機器、看護・
介護器具、手すり、ドアノブ等の洗浄・除菌に。
- 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌に。

【成分】 エタノール、精製水、乳酸(75Vol%エタノール製剤)
【材質】 レーヨン(生地) ポリプロピレン(容器) ポリエチレン(包装)
MADE IN VIETNAM

◎抜き取ったウェットワイパーに濡れ感が少ない場合は容器を振ることで
再度 湿潤状態に戻す事ができます。

品名	仕様	サイズ(mm)	入数	定価(税別)
SD除菌ワイプス 75	容器+詰替用	150×300	280枚	3,800円
SD除菌ワイプス 75 詰替用	詰替用	150×300	280枚	3,000円

※掲載サイズは素材特性により、多少の誤差が生じます。

発売元

SD サンデンタル株式会社

〈本社〉 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号
Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690

こちらからアクセス

〈東京営業所〉 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号
Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090

〈福岡営業所〉 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号
Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339



《ホームページ》 <http://www.sundental.jp>

■お問い合わせ・ご用命は