

# ラバラックD

超音波洗浄器専用 義歯洗浄液  
歯科医院 / 歯科技工所専用

義歯ブラシによる**手洗い一切不要！！**  
超音波洗浄器でカンタン、手間いらず！

## ラバラックD サンクスセール

キャンペーン期間:2021年9月21日(火)~2021年11月19日(金)

次亜塩素酸ナトリウム2%で強力洗浄！  
超音波洗浄器との併用で洗浄がラク！



+



=

専用容器L  
無料

ラバラックD サンクスセール  
ニュー洗浄セット  
ラバラックD 1.2L ¥4,500+  
専用容器L ¥800  
**¥4,500**  
(税別)



+



=


特別  
価格

ラバラックD サンクスセール  
5L(2個パック)  
通常価格 ¥27,000  
**¥22,500**  
(税別)




### STEP 1

義歯や補綴物を専用容器で受け取ります。




### STEP 4

汚れが落ちているか確認をして、ラバラックDの廃液を捨て



### STEP 2

汚れに応じて原液～3倍に希釈したラバラックDで洗浄物を浸します。



### STEP 5



### STEP 3

5～10分間超音波洗浄をします。



### STEP 6

**注** 金属部分に次亜塩素酸が残留したまま放置すると、金属腐食の原因にもなります。