

# IPソフトカバー 謝恩セール

2022年11月21日(月) ~ 2023年1月20日(金)

平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。  
このたび、IPソフトカバーご愛顧に感謝して  
IPソフトカバー謝恩セールを実施いたします。



特別価格

歯科医院様参考価格(税別)

7,000円

イメージングプレート用  
ソフトカバー



[SIZE 2] 31×41mm (500枚入)  
[SIZE 0] 22×35mm (500枚入)

## 特長

- 軟質素材ですので、口内での違和感を軽減します。
- すべてのスキャナに対応します。
- 玩具・子供用品・食品接触用途に関する各種規制にも準拠したビニール素材です。

## 〈ご使用方法〉



1. IPをソフトカバーに入れ、  
封をして撮影してください。

2. 開封方法は2通りあります。  
(ほぼすべてのスキャナに対応しています。)



院内感染防止のため、撮影前後に  
ソフトカバーの消毒をおすすめします。

口腔内の痛みを軽減するために  
ソフトビニールを採用しています。

① IPの1/3ほどの場所で開封できます。  
磁石タイプや保護袋から少し出してセットする  
タイプのスキャナに対応しています。



② IPを保護袋に入れたままセットするタイプの  
スキャナに対応しています。



製造販売元 株式会社 タイヨーデンタル  
岡山市東区瀬戸町沖284-1  
TEL: 086-952-0538  
FAX: 086-952-0531

販売元 SD サンデンタル株式会社  
(本社) 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号  
(東京営業所) 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号  
(福岡営業所) 〒812-0008 福岡市博多区東光1丁目3番8号

<http://www.sundental.jp>

TEL: 06-6245-0950 FAX: 06-6245-7690  
TEL: 03-3836-9347 FAX: 03-3836-2090  
TEL: 092-482-2318 FAX: 092-482-2339