

# Why Ergo

特許取得済みの超軽量エルゴアドバンスシステムは、以下のことを可能にします。

自然な首の傾き、無理のない姿勢  
 広い拡大視野により、周辺部を観察する際にも正しい姿勢を保つことが可能  
 革新的な光学技術により、画像の明るさが向上  
 ルーベ部がメガネレンズの低い位置に装着されており、エルゴルーベを装着したままで周囲の視認が可能 [通常視野を確保]



無理な姿勢を抑制し、首の負担を軽減



カンタンに使いこなせる



広い拡大視野




視野の明るさをより向上



広い通常視野



高倍率で軽量



広い通常視野


ルーベ部が瞳孔の前にないので、前を向けば通常視野、下を向けば拡大視野と、装着しながら、視野の使い分けが可能。

高倍率で軽量

ONE プリズマティック 5.0X 96g  
 ONE エルゴアドバンス 5.7X 85g  
 5.0X より 12% 軽量

視野の明るさをより向上

光の屈折の回数がプリズマティック XS ULTRA-HD 等に比べて少なく、光の吸収が少ないので明るい



ユニバット LED イルミネーションシステムの詳しい情報は、QRコードを読み取ってご覧ください(P11, P12)。

ワイヤード イルミネーションシステム  
 ユニバット LED イルミネーションシステム  
 EOS NEXT

¥300,000  
 最先端の照明技術と高品質の光源が装備されており、最大光量で使用してもバッテリー寿命が優れています。

**特長**  
 非常に明るく、そして色の再現性が高い  
 色温度：5,700K  
 光量 (@35cm)：50,000Lux  
 スポット径 (@35cm)：φ8.3cm  
 連続稼働時間：9時間  
 充電時間：6時間



コードレス イルミネーションシステム  
 ユニバット LED イルミネーションシステム  
 EOS ワイヤレス

¥252,000  
 ケーブルがまったくなく、LED ライトとバッテリーを組み合わせた軽量ボディ。この新しいイルミネーションシステムには、高度なハンドジェスチャ認識テクノロジーが搭載されており、触れることなくライトのオン・オフが可能です。

**特長**  
 高度なハンドジェスチャ認識テクノロジー  
 スポット径 (@35cm)：φ7.5cm  
 色温度：5,700K  
 連続稼働時間：140分 (バッテリー1個)  
 光量 (@35cm)：38,000Lux  
 充電時間：90分



●ご発注の際は出入りの歯科商店様、もしくは弊社までお問い合わせください。●掲載商品の価格は小売価格で、2024年7月1日現在のものです。価格には消費税は含まれておりません。●仕様及び外観は、製品改良の為に予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●医療機器の分類-一般医療機器 ●製造販売元 サンデンタル株式会社 ●ユニバット 双眼ルーベ エルゴアドバンス 27B2X00041000261, ユニバット LED イルミネーションシステム EOS ワイヤレス 27B2X00041000233, ユニバット LED イルミネーションシステム EOS NEXT 27B2X00041000260

# Ergo Advance



エルゴ アドバンス & EOS 同時購入キャンペーン  
 期間：2024年8月21日～2024年12月20日

限定数量に達し次第終了となります。あらかじめご了承ください。



エルゴアドバンス ONE リミテッドカラー

サイズ

55□14 ユニバーサルフィッティング

倍率	価格
3.5X	¥700,000
4.5X	¥730,000
5.7X	¥790,000

付属品

サイドプロテクター、ストラップ

カスタマイズ

瞳孔間距離・高さ、矯正度数を組み込み可能  
専用ケースプレート・テンプルのネームプレートへの刻印

別売品

マグネットマウント、ガasket  
ユニバット ONEフレーム専用カラーキット

エルゴ アドバンス ONE リミテッドカラー & EOS  
同時購入キャンペーン価格

エルゴ アドバンス ONE リミテッドカラーと EOS  
イルミネーションシステムを同時購入して頂くと、  
20台限定でよりお得となります！  
[他のエルゴアドバンスでは価格が異なります]

倍率	ONE リミテッドカラー +EOS ワイヤレス	ONE リミテッドカラー +EOS NEXT
3.5X	¥723,000	¥763,000
4.5X	¥745,500	¥785,500
5.7X	¥790,500	¥830,500



エルゴアドバンス ASH グレイ / グレイ

サイズ

Lサイズ 55□17 Sサイズ 53□17  
ユニバーサルフィッティング

倍率	価格
3.5X	¥585,000
4.5X	¥599,000
5.7X	¥628,000

付属品

サイドプロテクター、ストラップ

カスタマイズ

瞳孔間距離・高さ、矯正度数を組み込み可能  
専用ケースプレート・テンプルのネームプレートへの刻印

別売品

マグネットマウント



エルゴアドバンス テクネ ブラックエディション

サイズ

66□15  
ウェスタンフィッティング ジャパン/アジアフィッティング

倍率	価格
3.5X	¥640,000
4.5X	¥650,000
5.7X	¥680,000

付属品

ストラップ

カスタマイズ

瞳孔間距離・高さ、専用ケースプレート・シールドへのネーム刻印

別売品

マグネットマウント



エルゴアドバンス ONE デザートセージ

サイズ

55□14 ユニバーサルフィッティング

倍率	価格
3.5X	¥630,000
4.5X	¥640,000
5.7X	¥670,000

付属品

サイドプロテクター、ストラップ

カスタマイズ

瞳孔間距離・高さ、矯正度数を組み込み可能  
専用ケースプレート・テンプルのネームプレートへの刻印

別売品

マグネットマウント、ガasket  
ユニバット ONEフレーム専用カラーキット