

## ユニバット レディ・メイドモデル [クイックルーペ]

拡大鏡をレンズに埋め込んだTTL [スルーザレンズ] 型双眼ルーペ。  
 装着し、下方に視線を移すだけで拡大視野が得られ、前方を向くと通常視野が得られます。  
 拡大視野を手にいれると治療のクオリティが変わります。

クイックルーペは2種類の瞳孔間距離と2種類の作動距離を組み合わせた  
 計4種類の中からご自身に合った製品をお選び頂けます。

### 倍率 1種類、作動距離 2種類

倍率	作動距離	視野	焦点深度
3.0x PRO HD	350mm	68mm	73mm
	400mm	82mm	90mm

### サイズ [瞳孔間距離] 2種類

Sサイズ	設定：60mm/通常瞳孔間距離 許容瞳孔間距離 58~62mm
Mサイズ	設定：64mm/通常瞳孔間距離 許容瞳孔間距離 62~66mm

## Techné [テクネ] 66□15

ユニバット クイックルーペ テクネ 3.0x ¥246,000



ホワイト/レッド

品番	倍率	作動距離	瞳孔間距離
3.0x350S	3.0x	350mm	Sサイズ
3.0x350M	3.0x	350mm	Mサイズ
3.0x400S	3.0x	400mm	Sサイズ
3.0x400M	3.0x	400mm	Mサイズ

フレーム色は[ホワイト/レッドのみ]

### 特長



メガネのように装着するだけで拡大視野が得られる



流水下での洗浄が可能



後頭部でしっかりホールド可能なストラップが付属

**テクネ用フレームセットAF [アジアフィット]**  
 ホワイト/ピンク、ブラック/グリーンのフレームセットを別途販売。フレーム・ノーズパッドを交換することで、好みのカラーに変更可能です。

※ フレーム・ノーズパッド交換は、製品ご購入時に付属しているドライバー1本で可能です。  
 ※ フレームセットには双眼ルーペやレンズ等は含まれません。

ユニバット 双眼ルーペ  
 テクネ用フレームセットAF  
 ¥18,000

- ◎ プラフレーム×左右各1
- ◎ テンプル×左右各1
- ◎ ノーズパッド×1



ホワイト/ピンク



ブラック/グリーン



倍率は 3.0 倍のみです

**瞳孔間距離をお選びください**  
 S・M サイズを装着し比べて、一つの円（楕円形～円形）になるサイズをお選びください。



**作動距離をお選びください**  
 350・400mm を装着し比べ、ご自身の診療ポジションで治療しやすい距離をお選びください。



3.0x			
S サイズ		M サイズ	
350mm or 400mm	350mm or 400mm	350mm or 400mm	350mm or 400mm
S サイズ 350mm	S サイズ 400mm	M サイズ 350mm	M サイズ 400mm
ご購入数量	ご購入数量	ご購入数量	ご購入数量

勤務先名	電話番号
勤務先住所	
ご購入者名	お取引店様名・ご担当者名

ご発注の際は、お取引材料店様、もしくは 06-6245-7690 まで FAX でご用命ください。

**瞳孔間距離**

ご使用される方の左右の瞳孔間の距離によって、S サイズもしくは M サイズからお選び頂けます。



**作動距離**

ご使用される方の身長・姿勢等により作動距離を 350mm もしくは 400mm からお選び頂けます。

