

Mobile

ケーブルに煩わされることなくどこでも自由に作業が可能に

様々な状況に対応可能

この新しいQモバイルは、2つの世界を1つにしました

- 持ち運び可能
 - 歯科技工所 複数の技工機間の移動
立ち会い時等
 - 歯科医院 訪問診療時の義歯等の研磨
チェアサイドでの補綴物等研磨
- 自社開発・自社製造の高精度なハイパフォーマンスモーター採用

特長

- ▷ 高い精度と同心性
- ▷ 5.5Ncmで30,000rpm
- ▷ クイックリリース
- ▷ バッテリー容量インジケータ搭載
- ▷ 右回転・左回転切り替え可能
- ▷ バッテリーパックとハンドピースをケーブルで接続可能

テクニカルデータ

回転数	3,000~30,000rpm
トルク	5.5Ncm
電圧	90~264V, 50/60Hz

ハンドピース

直径	最大29mm
高さ	120mm
重量	194g
モーター	ブラシレスDCモーター
偏心度	<0.02mm
チャック	Ø2.35mm
交換方法	クイックリリース

バッテリーパック

幅	71mm
高さ	125mm
奥行	43mm
重量	250g
容量	3,500mAh



モバイルケース付(付属)



Qモバイルベルト(別売)に装着



LED 照明付き保護シールド Protect

プロテクションとイルミネーションの究極のコンビネーション

保護シールドと作業用 LED 照明の組み合わせで、作業に邪魔な影のないワークスペースを実現

- ▶ 明るく影のない照明
- ▶ 長寿命で省エネなSMD LED
- ▶ 特殊保護ガラス板 (ESG安全ガラス)
- ▶ LEDフレームと保護シールドは分離可能

テクニカルデータ

光量	2,500lux
色温度	6,000K
電圧	100-240V 50/60Hz
入力容量	8W

LED イルミネーションフレーム

高さ	240mm
幅	190mm

保護ガラスパネル

高さ	205mm
幅	160mm
厚さ	4mm

主な内容品

- 保護シールドパネル
- LED イルミネーションフレーム
- 電源アダプター
- 接続コネクタ付クリップ



従来の照明システム



シャドーレス照明システム



実際の装着図




S.T.F Tokyo

技工用機の集塵口に取り付けることで、明るくクリアな視界を確保しつつ、粉塵が作業者に飛び散らず集塵されます

オプション



SCHICK L プロテクト 拡大レンズ



SCHICK L プロテクト ブラケット

集塵装置と接続しない場合に使用します



既存のワークステーションの集塵口に左図のように取り付け可能※1

※1 取付金具の改良が必要な場合があります

