

# MEDIT i900 classic

# MEDIT i900

## 第3世代の新光学エンジン

高度な 10ビット カメラ テクノロジー

- テクスチャの向上
- より深いスキャン深度
- スキャン精度の向上
- 金属スキャンの改善



簡単に正確なスキャンボディのスキャン



インレーの形成も簡単にスキャン

## より広い視野 18 x 15mm (552 x 460px)

少ない画像キャプチャでより速く正確なスキャンを実現



Medit i900



MEDIT別製品

鮮明なスキャンデータで診察の精度を向上




- ・新型 10 ビット第3世代光学エンジンを搭載
- ・リアルなカラー・スキャンデータで、信頼性の高いコンサルティングを実現

あらゆるスキャンに軽量で快適



- ・重さはわずか 165g で、スマートフォンよりも軽く長時間使用しても疲れない
- ・手首への負担を最小限に抑え、負担なく使用できるように設計

AI スキャンアシスタントで初心者でも簡単



- ・色コントラスト信頼性マップを使用して、追加のデータが必要な領域を特定
- ・スキャン中にリアルタイムで精度をチェック

リアルタイムコミュニケーションによる迅速な患者ケア



- ・より迅速なコミュニケーションのためにデジタルデータをラボとシームレスに共有
- ・Web ビューアを介して患者と治療の進捗状況を簡単に共有

タッチボタン

MEDIT i900 classic

価格：¥2,480,000

LED インジケーター  
LED

インテリジェントセンサー搭載

- スキャン準備完了
- スキャン中
- UV-C LED 発光中
- 注意
- 警告

急速予熱  
ユニボディデザイン  
軽量でコンパクト

インテリジェントセンサー

スキャンチップ

スキャンチップ  
左：Lサイズ  
右：Mサイズ  
各2本付属

タッチパッド

タッチバンド

MEDIT i900  
価格：¥3,480,000

LED と振動で、接続・スキャン等の機器状況のステータスを知らせます。

IOS を歯科技工所で使用すると  
時短・コストカット可能



- 口腔内スキャナーで作業模型のスキャンが可能です。
- メリット1 セパレート等の模型作りナシで時短! バリ等だけ除去しそのままスキャン!
  - メリット2 模型に手を加えないので、高精度な補綴物を作成可能!
  - メリット3 ラボスキャナーではスキャンしづらい最深部やポストコアもスキャン可能!
  - メリット4 MEDIT社製ラボスキャナーと使えば、MEDIT社IOSで追加スキャンが可能!

MEDIT i700  
価格：¥2,500,000

MEDIT i600  
価格：¥1,580,000

PC は含まれておりません。スベック等についてはお問い合わせください ●MEDIT Link はクラウドベースサービスです。MEDIT Link/MEDIT Scan for Clinics の年間ライセンス・保守費用は無料です。しかし、ストレージ使用費用として、10TB まで US\$9.99/ 月が必要ですが (2.0GB までは無料) ●i900 オーラルスキャナの本体・ソフトには、年間ライセンス費用や保守料金は掛かりません ●仕様及び外観・サービスは、製品改良の為予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください ●販売名：i900 オーラルスキャナ 承認番号：30800BZ100003000 製造販売元：株式会社タプルーエスエム ●販売名：i600S1700 オーラルスキャナ 承認番号：30300BZ100031000 製造販売元：株式会社タプルーエスエム ●掲載商品の価格は小売価格で、2026年2月1日現在のものです。価格には消費税は含まれておりません。●ご注文の際は出入りの歯科商店様、もしくは弊社までお問い合わせください。●仕様及び外観は、製品改良の為予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

